

## Ultrasonido portátil US 1000 3ra edición

El US 1000 es un dispositivo de ultrasonido terapéutico que genera ondas de alta frecuencia de (1MHz) que se transfieren a un área específica del cuerpo a través de una sonda encabezada sonido. Las ondas viajan por impulsos profundamente a la zona tratada. Ofrece una terapia de ultrasonido efectiva al generar ondas ultrasónicas profundas dentro de los tejidos del cuerpo para tratar el dolor, los espasmos musculares y la rigidez de las articulaciones.



### Características del producto

- Dispositivo portátil, fácil de operar
- Viene completo con estuche, gel conductor, adaptador y manual.
- 6 meses de garantía
- Registro Invima

### Especificaciones del producto

<b>Fuente de alimentación</b>	Adaptador de CA - Entrada de CA de 100-240 voltios (DC 15V)
<b>Tipo de onda</b>	Pulsátil
<b>Frecuencia</b>	1.0 MHz $\pm$ 10%
<b>ERA área de tratamiento</b>	6,16 cm <sup>2</sup> $\pm$ 20%
<b>Temporal potencia máx.</b>	4W $\pm$ 20%
<b>Modo de salida</b>	Pulso
<b>Intensidad de salida</b>	1,6W / cm <sup>2</sup> (baja), 2,6W / cm <sup>2</sup> (medio), 4,6W / cm <sup>2</sup> (alta)
<b>Ciclo de trabajo</b>	8% (bajo), 14% (medio), 29% (alto)
<b>Ancho de pulso</b>	Bajo: 8% 0,5 mS $\pm$ 10% Medio: 14% 1mS $\pm$ 10% Alto: 29% 2mS $\pm$ 10%
<b>Tasa de repetición</b>	150Hz $\pm$ 10%
<b>Tiempo de trabajo</b>	5, 10 y 15 minutos
<b>Material del aplicador</b>	Aluminio
<b>Tipo de haz</b>	Colimado
<b>Tamaño</b>	17,2 cm x 5,4 cm x 4,2 cm
<b>Peso</b>	120 gr

<b>Item</b>	DU1025
<b>Referencia</b>	Ultrasonido US 1000 3ra edición
<b>Cantidad</b>	1