

## TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO GMD

Este termómetro digital brinda lecturas rápidas y precisas. Cuenta con punta rígida y pantalla LCD para visualización de resultados de manera fácil y práctica. Su uso es bucal o axilar.



GMD-RD-101



EAN13	7709951922708
Dimensiones caja master	50,5 cm x 36,5 cm x 32,5 cm
Cantidad por caja master	300 unidades
Peso neto caja master	11,2 kg
Peso bruto caja master	13,9 kg
Dimensión caja primaria	17,5 cm x 5,5 cm x 2 cm
Peso neto unidad	0,373 kg
Dimensiones del producto	12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm
Tamaño del LCD	15,5 mm x 7 mm
Baterías	(LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V
Exactitud	"±0,1 °C en el rango normal por debajo de 35,5 °C y por encima de 42 °C: ±0,2 °C"
Rango	[32,0 - 42,9] °C
Registro Sanitario	2021DM-0024708

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia