

ROMPE AMPOLLAS

Rompe ampollas de medicamentos, en silicona de colores. Diseñado para facilitar la apertura y manipulación de los recipientes, reduciendo el riesgo de cortadura.



Reduce el riesgo de cortaduras



Facilita la apertura de ampollas

Referencias	GMD-RAM-01, GMD-RAM-03, GMD-RAM-02, GMD-RAM-04, GMD-RAM-05
Material	100 % SILICONA
Apariencia	Sólido
Accesorio	Cadena de esferas
Empaque	Individual en bolsa
Alto	5.9 cm
Diámetro	1.8 cm