

PULSIOXÍMETRO GMD PULSAX 500E

El oxímetro de pulso GMD es un equipo que mide los niveles de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca a través del dedo del paciente. Su pantalla con tecnología LED es de fácil visualización. Ideal para personas con dificultades respiratorias e insuficiencias cardíacas. Cuenta con un diseño renovado y materiales más resistentes que los de su antecesor el 500B.



GMDPX-500E



SKU	H04SO03044
Dimensiones caja master	42 cm x 39 cm x 28 cm
Cantidad por caja master	100 unidades
Peso neto caja master	9 Kg
Peso bruto caja master	10 Kg
Dimensiones caja primaria	6 cm x 8,5 cm x 5 cm
Saturación de oxígeno	[35 - 100] %
Frecuencia cardíaca	[25 - 250] ppm
Resolución de saturación de oxígeno	1 %
Resolución de la frecuencia cardíaca	1 ppm
Precisión de la saturación de oxígeno	± 2% [70 - 100] % no requerido (≤ 69 %)
Precisión de la frecuencia cardíaca	1. ± 2 ppm
Tipo de alimentación	2 Baterías Alkalinas AAA 1,5 V (no incluidas)
Apagado automático	16 segundos
Longitud de onda	Rojo: 660 nm ± 3 - Infrarojo: 905 nm ± 5
Modo de funcionamiento	Continuo
Accesorios	Correa y estuche.
Clasificación de riesgo	IIB
Registro sanitario	2018BEC-0018574

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
 Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
 Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
 e-mail: insumeds@hotmail.com
 Santander, Colombia