

MANEJO DEL DOLOR



## CINTA KINESIOLÓGICA 5 CM X 5 M

Cinta elaborada en algodón y spandex, para uso terapéutico, preventivo y/o deportivo, brindando soporte muscular y articular, ideal para el tratamiento de dolores y/o lesiones musculares. Presentación en rollos de 5 cm de ancho x 5 metros de longitud, disponible en 4 colores.



COLORES

- KT-5X5-20.
- KT-5X5-17.
- KT-5X5-31.
- KT-5X5-12.

SKU	H05MD11093 (Azul), H05MD11094 (Fucsia), H05MD11092 (Negro), H05MD11095 (Beige).
Cantidad por caja master	144 rollos
Medidas Caja Primaria	7,8 cm x 7,8 cm x 5,5 cm
Unidades por caja primaria	1 rollo
Composición	95% algodón, 5% spandex
Tipo de adhesivo	Pegamento acrílico alemán
Dimensiones cinta	5 cm ancho x 5 m longitud
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0020873

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)  
Santander, Colombia