

Fonendoscopio Rappaport

Ref. BK 3003 - 3002

Registro Sanitario
2019DM-0019998 BK

Dispositivo para auscultación de sonidos fisiológicos en pacientes adultos y pediátrico. Su doble manguera proporciona mejor calidad acústica al profesional de la salud, cuenta con accesorios y repuestos.



Características

- Fonendoscopio Rappaport de campana con accesorios, olivas de diferentes densidades y repuestos de diafragma.
- Diafragma adulto con un diámetro de 4 cm.
- Diafragma pediátrico con un diámetro de 2.5 cm.
- Manguera en PVC.
- Diafragma pediátrico con un diámetro de 2.5 cm.

Usos y Beneficios

- Fonendoscopio con doble campana y mangueras excelente calidad en acústica.
- Es usado como una herramienta para ayudar al profesional de la salud y los estudiantes encontrar o confirma el estado de los sistemas Cardio pulmonar y digestivo.
- Uso: Neonato, Pediátrico y Adulto.

Garantía

2 AÑOS

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia