



## FICHA TÉCNICA

### TENSIOMETRO AUTOMÁTICO DE BRAZO Ref. LF7 MASTER

► Marca: HomeLife

#### MONITOR AUTOMÁTICO DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO BRAZO

Es un instrumento médico que realiza la medición de la presión arterial, se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos con alteraciones cardíacas.



#### Especificaciones técnicas:

Uso	Adultos
Medición	Sistólica, Diastólica y frecuencia cardíaca
Método de medición	Método Oscilométrico
Pantalla	Pantalla digital LED
Indicador	Indicador de arritmias cardíacas
Rangos de medición	Presión: 0mmHg-280mmHg (0kpa-37.3kpa) / Pulso: 40-180 Pulsaciones/min
Precisión de medición	Presión: +3 mmHg (+0,4 kpa) / Pulso: +5%
Memoria	120 Memorias para 2 usuarios (60 cada usuario)
Función	Función de voz, Detección de baja batería, detección de brazalete mal conectado, hora.
Baterías	Batería de litio 3.7 V, 1800 mA
Dimensión	120mm x 120mm x 40mm
Peso	382g
Apagado automático	3 minutos de inactividad
Compatibilidad Electromagnética	Tipo BF
Clasificación IP	IP21
Tiempo de vida (unidad)	10.000 veces
Garantía	1 año
Registro INVIMA	Vigente

CONTENIDO: brazalete de 220 mm a 360 mm, manual de instrucciones y cargador a corriente cable USB.