

TORNIQUETE GMD COLORES

Torniquetes GMD-6351 están elaborados en material 25% latex y 75% poliéster, con broche de seguridad y liberación rápida.

 Instrumento de primeros auxilios	 Manejo por medio de una sola mano
 Se puede utilizar con inyección intravenosa	 Correa elástica
 Servicio al cliente	 1 AÑO DE GARANTÍA



COLORES

-  GMD-6351-13
-  GMD-6351-2
-  GMD-6351-5
-  GMD-6351-7
-  GMD-6351-9

Por favor seguir las siguientes instrucciones:

1. No ajustar el torniquete con gran fuerza de forma repetitiva, podría causar daño.
2. Al aflojar el torniquete realicelo lentamente.
3. Poner en un lugar fuera del alcance de los niños.

SKU	D02IM04015 - D02IM04017 - D02IM04018 - D02IM04012 - D02IM04019
Dimensiones caja master	45 cm x 43 cm x 36 cm
Cantidad por caja master	500 unidades
Peso neto caja master	17 kg
Peso bruto caja master	20 kg
Dimensión caja primaria	No aplica - el empaque es una bolsa
Peso neto unidad	0,034 kg
Largo del producto	48 cm
Sistema de seguridad	Plástico ABS
Registro Sanitario	2017DM-0016499

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
 e-mail: insumeds@hotmail.com
 Santander, Colombia

