

## BASTÓN PLEGABLE CON EMPUÑADURA EN T KONFORT PLUS

Fácil de almacenar gracias a su sistema plegable, este bastón está fabricado en aluminio lo que lo hace seguro, ligero y resistente. Cuenta un sistema de graduación de altura con ajuste firme, empuñadura ergonómica en PVC de elegante diseño y acabados de alta calidad.

 Independencia y seguridad	 Sistema de pliegue en 3 secciones
 Anillo de bloqueo para mayor seguridad	 Correa de seguridad para la muñeca
 Tapones antideslizantes para mayor tracción	 Graduación en altura por medio del pin
 Servicio al cliente	 <b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>



### COLORES

 KP4-76085-20	 KP4-76085-ZO-02-1
 KP4-76085-22	 KP4-76085-ZW-27
 KP4-76085-28	 KP4-76085-ZY-06
 KP4-76085-ZC-28-27	 KP4-76085-ZY-94

SKU / EAN 13	H01MA041328 - H01MA041330 - H01MA041329 - H01MA041169 - 7709641262077 - H01MA041166 - H01MA041164 - 7709343431467
Dimensiones caja master	63 cm x 17 cm x 25 cm
Cantidad por caja master	20 unidades
Peso neto caja master	6,8 kg
Peso bruto caja master	8,3 kg
Peso neto unidad	0,34 kg
Capacidad de peso	125 kg
Diámetro tubo	Inferior 19 mm - superior 22 mm
Calibre tubo	1,1 mm
Altura producto	89 cm máximo - 79 cm mínimo
Material empuñadura	Madera y PVC
Registros Sanitarios	2017DM-0016757

**Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100**  
**Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383**  
**Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855**  
**e-mail: insumeds@hotmail.com**  
**Santander, Colombia**