

SISTEMA DE DISECCIÓN GMD (13 PIEZAS)

Contiene los instrumentos necesarios para realizar disecciones. Todas sus piezas están fabricadas en acero inoxidable y vienen en un práctico estuche con cremallera para almacenarlas.

 Para estudiantes y profesionales de la salud	 Cortar suturas, gasas y otros materiales
 Utilizado para los tejidos más delicados	 Se puede esterilizar por diferentes métodos
 Servicio al cliente	 3 AÑOS DE GARANTÍA



GMD-KD-13PCS

Este Sistema de disección cuenta con las siguientes piezas:

- 1. Pinza de disección estándar de 14 cm:** Separación de tejidos en el proceso de suturación.
- 2. Pinza de disección con Garra de 14 cm:** Separación de tejidos en el proceso de suturación.
- 3. Mango para bisturí N° 3:** para sujetar correctamente el bisturí.
- 4. Mango para bisturí N° 4:** para sujetar correctamente el bisturí.
- 5. Porta agujas Mayo-hegar de 14 cm:** Se usan para sujetar agujas pesadas durante procedimientos quirúrgicos.
- 6. Tijera de operación recta de 14 cm:** Usada en cirugías generales para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales.
- 7. Tijera de operación curva de 14 cm:** Usada en cirugías generales para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales.

8. Indicador:

Se usa para indicar profundidad y dirección de la herida.

9. Sonda acanalada: Se usa para conducir la diéresis y para divulgiones de tejidos y separar vasos y nervios, también para drenar heridas.

10. Pinza kelly recta de 14 cm: Se usa para manipular y separar tejidos grasos o conectivos sin lesionar.

11. Pinza Kelly curva de 14 cm: Se usa para manipular y separar tejidos grasos o conectivos sin lesionar.

12. Pinza mosquito recta de 12,5 cm: Se usa para comprimir vasos de calibre pequeño.

13. Ganchos separadores: Sirve para aumentar el campo de visión en la disección de piel y fascia superficial.

SKU	D01IQ09472
Dimensiones caja master	60 cm x 36 cm x 28 cm
Cantidad por caja master	100 unidades
Peso neto caja master	35 kg
Peso bruto caja master	40 kg
Dimensión caja primaria	31 x 17,5 cm (kit abierto)
Peso neto unidad	0,32 kg
Cantidad de piezas	13 unidades
Registro Sanitario	2017DM-0016499

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia

