

## KORPUS300


BALANZA DIGITAL CON MONITOR DE GRASA CORPORAL

Gracias a su mecanismo especial de lectura, indica los niveles de grasa corporal, agua total en el cuerpo, masa muscular, masa ósea e índice de masa corporal. Este dispositivo es indispensable para el control del peso y la prevención de enfermedades como la obesidad.



GMD-BD-1716-B

EAN 13	7709540607917
Dimensiones caja master	35,3 cm x 35,6 cm x 25 cm
Cantidad por caja master	6 unidades
Peso neto caja master	9,36 Kg
Peso bruto caja master	12,02 Kg
Dimensión producto	30 cm x 30 cm x 2,2 cm
Dimensión caja primaria	33,5 cm x 32,9 cm x 3,7 cm
Peso neto unidad	1,28 Kg
Método de medición	Transductores de Fuerza y Bioimpedancia
Rango medición	[5 - 180] kg
División	0,1 kg
Registro sanitario	No requiere

 Digital ultraresistente	 Pantalla LCD de fácil lectura
 Operación continua	 Método de encendido tecnología SENSE ON
 Medición nivel de hidratación en el cuerpo	 Cálculo del índice de masa corporal
 Capacidad máxima hasta 180 kg	 Capacidad de registro hasta 8 para usuarios
 Análisis de impedancia bio-eléctrica (BIA)	 Hasta 3 años* de garantía