

## CÓMODO SANITARIO PLEGABLE EN ALUMINIO

Fabricado en aluminio ligero con acabado anodizado natural, este cómodo sanitario sin ruedas cuenta con un diseño plegable que proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.

	
Independencia con el uso del sanitario	Alternativa segura, de fácil uso e higiene
	
Incluye recipiente, tapa y aro	Estructura plegable
	
Altura ajustable en 5 posiciones	Resistente a la humedad, la corrosión y el desgaste
	
Servicio al cliente	<b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>



KB215SR-AL

SKU	H02HG02099
Dimensiones caja master	50 cm x 30 cm x 78 cm
Cantidad por caja master	2 unidades
Peso neto caja master	12 kg
Peso bruto caja master	13 kg
Estructura	Aluminio anodizado
Calibre del tubo	1,27 mm
Tipo de apoyo	Tapón plástico 4 cm de diámetro
Material del respaldo	Aluminio anodizado
Partes del cómodo	Tapa y asiento sanitario, recipiente con tapa
Altura total	Mín. 75 cm - máx. 86 cm
Ancho total	55 cm
Largo total	51 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 44 cm - máx. 55 cm
Dimensiones del asiento	43 cm ancho x 40 cm profundo
Capacidad de peso	90 kg
Altura del apoyabrazos	20 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2017DM-0017021 - 2018DM-0018624

**Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100**  
**Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383**  
**Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855**  
**e-mail: insumeds@hotmail.com**  
**Santander, Colombia**

