

SUPERFICIE ESPECIAL PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN SEMP I PLUS

Superficie especial para el manejo de la presión SEMP I PLUS de Konfort Plus, fabricada en PVC de grado médico, permite evitar la compresión vascular prolongada, disminuyendo el riesgo de úlceras por presión. Colchón anti-decúbito con bomba regulable, manguera flexible. En caso de un corte de energía, la superficie puede conservarse inflada hasta por 60 minutos.

SEMP I plus



KPSEMPA2G2-14

 Compresor compacto, de fácil uso	 Bajo consumo de energía
 Fácil instalación	 Material Impermeable
 Distribución de presiones	 Presión regulable
 Capacidad de peso hasta 130 kg	 Hasta 60 minutos sin energía
 Ciclo de 12 minutos	 Hasta 2 años de garantía*

(* únicamente para el compresor)

SKU	7709659264056
Dimensiones caja master	53 cm x 33 cm x 39 cm
Cantidad por caja master	6 unidades
Dimensiones caja primaria	31 cm x 11 cm x 29 cm
Peso neto caja master	18 Kg
Peso bruto caja master	19 Kg
Dimensiones superficie	200 x 90 cm
Material	PVC grado médico (0,3 mm)
Forma	Burbujas
Capacidad de peso	Hasta 130 kg
Rango de presión	50 - 110 mmHg
Tensión	120 V / 60 Hz
Ciclo de operación	12 minutos
Flujo	7-8 Litros/minuto
Clase de riesgo	IIA (Riesgo moderado)
Registro Sanitario	2020DM-0021608

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
 Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
 Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
 e-mail: insumeds@hotmail.com
 Santander, Colombia

