

SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR S23-A

Para quienes necesitan ayuda para movilizarse por un rato y realizar transferencias de manera autónoma y segura. Sin necesidad de transportar o guardar su silla de ruedas.



KBE9119F

 Silla ligera	 Marco en acero martillado
 Apoyabrazos abatibles	 Respaldo abatible
 Reposapiés removibles	 Tapicería en PVC de fácil limpieza
 Estructura plegable con doble tijera	 Capacidad de peso hasta 95 kg


1 AÑO DE GARANTÍA

SKU	H01SP061703
Dimensiones caja master	74 cm x 23 cm x 74 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	74 cm x 23 cm x 74 cm
Peso neto caja master	12,5 kg
Peso bruto caja master	14,5 kg
Ruedas delanteras	7,48 x 0,93" Rin estrella maciza.
Llantas traseras	21,5 x 1,07" Poliuretano (PU) grabada, rin radio.
Reposapiés	Fijos (desarmables para el transporte mediante pin)
Profundidad del asiento	44 cm.
Estructura	Acero martillado.
Estilo del respaldo	Abatible.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	95 kg
Reposabrazos	Abatibles.
Ancho total de la silla	62 cm
Ancho del asiento	46 cm
Altura del respaldo	39 cm
Altura del asiento al piso	47 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
 e-mail: insumeds@hotmail.com
 Santander, Colombia

