

## Kardyo 100

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL



Monitor de presión arterial de brazo de dos usuarios con 199 espacios de memoria cada uno para almacenar resultados de las mediciones y un usuario invitado sin espacios de memoria. Pantalla grande y medición durante el inflado que brindan confort y facilidad de lectura de las medidas. Cuenta con indicador de la presión arterial de acuerdo a estándares de la OMS, indicación de movimiento en el brazo e indicación de latidos irregulares. Ideal para seguimiento de la presión arterial en casa.



|  |  |
|--|--|
| EAN 13   | 7709934970214                          |
| Pantalla tamaño (mm)                           | 60,5 x 92,5                            |
| Tipo de pantalla                               | LCD                                    |
| Tipo de medición                               | Ascendente                             |
| Altavoz  | No                                     |
| Alimentación batería                           | 4 x AAA (No incluidas)                 |
| Alimentación eléctrica                         | 5 Vdc                                  |
| Cable de alimentación USB                      | Si (Tipo C)                            |
| Adaptador AC-DC                                | No                                     |
| Usuarios                                       | 2 + G                                  |
| Memorias por usuario                           | 199                                    |
| Pantalla retro iluminada                       | No                                     |
| Dimensiones (mm)                               | 135,2 x 122,3 x 63,4                   |
| Peso neto (g) (sin baterías)                   | 285                                    |
| Brazalete tamaño (cm)                          | 22 - 42                                |
| Ciclos de uso del monitor                      | 30000                                  |
| Ciclos de uso del brazalete                    | 10000                                  |
| Bolsa de transporte                            | Si                                     |
| Indicación OMS                                 | Si                                     |
| Exactitud presión estática                     | ± 3 mmHg                               |
| Exactitud frecuencia de pulso (bpm)            | ± 5 %                                  |
| Rangos de medición presión (mmHg)              | Sistólica: 60-230 / Diastólica: 40-130 |
| Rango de medición de frecuencia de pulso (bpm) | 40-199                                 |
| Condiciones ambientales de almacenamiento      | Temperatura: 20-60°C / Humedad: <93%   |
| Condiciones ambientales de uso                 | Temperatura: 5-40°C / Humedad: <93%    |
| Condiciones ambientales de almacenamiento      | Temperatura: 5-40°C / Humedad: 15-90%  |
| Unidades por caja máster                       | 16                                     |
| Clasificación de riesgo                        | IIA                                    |
| Registro sanitario                             | 2023DM-0021007                         |

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia