

BASTÓN 4 APOYOS KONFORT PLUS BAS-4C

Gracias a sus 4 apoyos ofrece gran estabilidad y resistencia. Cuenta con un sistema de graduación de altura de ajuste firme, base en acero cromado y acabados de alta calidad.

 Independencia y seguridad	 Fácil de usar
 Cuatro puntos para mayor estabilidad	 Graduación en altura por medio del pin
 No requiere ensamble	 Estructura en aluminio con base en acero
 Servicio al cliente	 2 AÑOS DE GARANTÍA

La empuñadura ahora es PVC y son de los siguientes colores:

- Negro para el bastón negro y bronce
- Gris para el bastón cromo



COLORES



Dimensiones caja master	79 cm x 23 cm x 45 cm
Cantidad por caja master	10 unidades
Peso neto caja master	7,6 kg
Peso bruto caja master	9 kg
Peso neto unidad	0,76 kg
Capacidad de peso	125 kg
Diámetro tubo	Inferior 18,7 mm - superior 22 mm
Calibre tubo	1,2 mm
Altura producto	95 cm máximo - 72,5 cm mínimo
Material empuñadura	PVC en colores Negro, Cromo y Bronce.
Registro Sanitario	2017DM-0016757 / 2021DM-0024472

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia