

BASTÓN CON EMPUÑADURA EN T ERGONÓMICO KONFORT PLUS

Para quienes necesitan un apoyo elegante y cómodo mientras caminan.



COLORES



SKU	H01MA041015 - H01MA04493 - H01MA031335 - H01MA041013 - H01MA041011 - H01MA041012 - H01MA04495 H01MA041014
Dimensiones caja master	66 cm x 17 cm x 25 cm
Cantidad por caja master	20 unidades
Peso neto caja master	6 kg
Peso bruto caja master	7,5 kg
Peso neto unidad	0,3 kg
Capacidad de peso	125 kg
Diámetro tubo	Inferior 19 mm - superior 22 mm
Calibre tubo	1 mm
Altura producto	93 cm máximo - 70 cm mínimo
Material empuñadura	Madera y PVC
Registro Sanitario	2017DM-0016757

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia