

Bastón 4 apoyos base pequeña con linterna

Bastón de cuatro (4) apoyos con linterna y alarma, su base pequeña brinda un contacto con el suelo estable y su sistema de articulación fija brinda un mejor agarre y brinda gran facilidad en su manejo. Cuenta con graduación en altura en diez (10) posiciones y su base pequeña es cómoda y práctica.



Ref



KP4819-20

SKU	H01MA031725
Dimensiones caja master	75 * 34,5 * 54,5
Cantidad por caja master	20 Unidades
Peso neto caja master	11 Kg
Peso bruto caja master	12 Kg
Peso neto unidad	0,43 Kg
Colores	Gris espacial
Capacidad de peso	110 Kg
Altura producto	98 cm máximo - 76 cm mínimo
Material tubo	ABS (Termoplástico)
Material empuñadura	Aluminio
Tipo de baterías	2 baterías alcalinas AAA
Registro Sanitario	2021DM-0023527

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia