

## Pulsax pediátrico

Pulsioxímetro pediátrico de dedo con diseño de oso y pantalla OLED. Cuenta con indicación de saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión y curva pletismográfica. Alarma por saturación de oxígeno y frecuencia de pulso con límites ajustables y configuración de dirección de pantalla. Ideal para uso en casa o en instituciones prestadoras de salud en pacientes pediátricos.



GMDPX-500A



Tipo de pantalla	OLED
Tamaño del dispositivo (al x an x l)(mm)	31,2 x 34,1 x 52,6
Peso (sin baterías)(g)	49
Variables de medición	SpO2, Frecuencia de pulso, Índice de perfusión
Estuche de almacenamiento	Sí
Cardón	Sí
Alimentación batería	2 X AAA (No incluidas)
Saturación parcial de oxígeno	Rango: 35-100 % Resolución: 1 % Exactitud: ±2 % (70 % to 100 %), No especificada (≤ 69 %) Alarma: 50-100 %
Frecuencia de pulso	Rango: 25-250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ±2 bpm Alarma: 25-250 bpm
Protección contra descargas	BF
Protección contra partículas y agua	IP22
Vida útil estimada	5 años
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura: -10 - 50 °C Humedad: 10-93 % Presión Atmosférica: 50-106 kPa
Condiciones ambientales de uso	Temperatura: 5 - 40 °C Humedad: 15 - 85 % Presión Atmosférica: 70-106 kPa
Cantidad por caja máster	100 unidades

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)  
Santander, Colombia