

Monitor Digital de Presión Arterial para brazo

Ref. B25

Registro Sanitario
2019DM-0019811

Descripción

Monitor de presión arterial recomendado para uso en el hogar. Cuenta con función de altavoz, música relajante y novedosa pantalla LCD con 3 tonos de color que brinda al paciente una ayuda visual sobre el resultado arrojado por el equipo, con valores establecidos por la OMS para un pre diagnóstico.

Sus dos usuarios permiten el registro de la medición por separado, además detecta latidos irregulares del corazón y error de movimientos.

Usos y Beneficios

- Control de presión arterial desde la comodidad de la casa.
- Alerta al usuario para consultar el médico.
- El monitor puede ser usado para llevar registros de dos usuarios, con mediciones promedias por cada usuario.
- Portátil y fácil de manejar.
- Puede funcionar con un adaptador 5v, de un celular que tenga puerto USB.
- Al finalizar la medición informa los resultados por la pantalla LCD y auditiva por altavoz.
- Para uso de personas que tengan el brazo de contextura delgada y gruesa, ya que el brazalete es universal de 22cm a 40cm de largo.
- La pantalla trilumincente permite al adulto mayor orientarse según el rango de riesgo por colores de acuerdo a los parámetros establecidos de la OMS.



Características



CONTROL DE ARRITMIA



ADAPTADOR USB



FUNCION MEDIA



ALTAVOZ



PANTALLA GRANDE



22cm a 40cm DE LARGO



DOBLE USUARIO

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

| | |
|--|--|
| Peso | 260 g (pilas y adaptador de CA no incluidos) |
| Pantalla | Digital LCD de 3,15 "x2.36" |
| Tamaño | 4,65 "(W) x 4,33" (L) x 2,05 "(H) |
| Accesorios | 1 x Dispositivo principal, 1 x Brazaletes, 1 x Manual del usuario, 1 x Tarjeta de garantía, Adaptador USB. |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 5 °C a 40 °C |
| Humedad | 15% a 93% RH; Altitud de presión 70KPa - 106Kpa |
| Condiciones de Almacenamiento y Envío | Temperatura: -25 a 70 °C; Humedad: 10% a 93% RH; Altitud de presión: 70KPa - 106Kpa |
| Método de Medición | oscilométrico |
| Sensor de Presión | Resistivo |
| Rango de Medición | DIA: 40-130mmHg; SYS: 60-230mmHg |
| Pulso | 40 a 199 por minuto. |
| Rango de Visualización de la Presión del Manguito | 0-299 mmHg |
| Memoria | Almacena automáticamente las últimas 120 mediciones para 2 usuarios (total 240) |
| Resolución de Medición | 1 mmHg |
| Precisión | presión dentro de ± 3 mmHg / pulso $\pm 5\%$ de la lectura |
| Fuente de Energía | a) 4 baterías AA, 1,5 V b) Adaptador de CA 5 V CC 1A (voltaje de 4,5 V CC a 6 V CC) (opcional) |
| Accesorios | Brazaletes rígido de amplio rango: 8,7" - 15,7" (22 - 40 cm) |
| Apagado Automático | 60 segundos |
| Usuario | Adulto |
| Vida útil prevista del dispositivo y accesorios | 5 años. |

Garantía

Su tensiómetro está garantizado por 2 años contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.

- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento. Todos los accesorios incluyendo el brazaletes están garantizados por un año, el cable de carga USB no está incluido.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.
- **Nota:** De acuerdo a estándares internacionales, la precisión de su monitor debe ser evaluada cada año.

