

## CÓMODO SANITARIO PLEGABLE EN ALUMINIO

Fabricado en aluminio ligero con acabado anodizado natural, este cómodo sanitario sin ruedas cuenta con un diseño plegable que proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.



Independencia con el uso del sanitario



Estructura plegable



Incluye recipiente y tapa



Resistente a la humedad la corrosión y el desgaste



Altura ajustable en 2 posiciones



Respaldo en Nylon



Capacidad de peso hasta 100 Kg



KB215SR-AL

EAN-13	7709659264049
Dimensiones caja master	55 cm x 18 cm x 76.5 cm
Cantidad por caja master	1 und
Peso neto caja master	5 kg
Estructura	Anodizado
Tipo de apoyo	Sin ruedas tapones
Material del respaldo	Nailon
Partes del cómodo	Asiento, respaldo, balde, estructura principal
Altura total	Min 94.5 cm - Max 97 cm
Ancho total	53.5 cm
Largo total	55 cm
Altura del asiento al piso	Min 51 cm - Max 53.5 cm
Tamaño del asiento	43 cm x 43 cm
Altura respaldo- asiento	43.5 cm
Capacidad de peso	100 kg
Altura del apoyabrazos	24 cm

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia