

Registro Sanitario  
2019DM-0019811



## Monitor Digital de Presión Arterial para Brazo

Ref. B07



CONTROL  
DE ARRITMIA



ADAPTADOR  
USB



FUNCION  
MEDIA



22cm a 40cm  
DE LARGO



DOBLE  
USUARIO



ALTAVOZ



### Descripción

Monitor de presión arterial usado en el hogar. Función de voz, dos usuarios, indicador de niveles de presión según la OMS, detector de latidos irregulares, símbolo error de movimiento, apagado automático de 60 segundos.

### Usos y Beneficios

- Control de presión arterial y pulsaciones de corazón.
- Alerta de usuario para consultar el medico.
- El monitor puede ser utilizado para llevar registros de medición promedio por cada usuario.
- Portátil y fácil de manejar.
- Puede funcionar con un adaptador 5v de un celular que tenga puerto de USB.
- Durante la toma de presión informa los resultados mediante la pantalla LCD y auditiva (por su altavoz)
- El brazalete puede ser usado por personas que tengan el brazo de contextura delgada o gruesa pues que, es universal de 22cm a 40cm de largo.

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia

<b>Peso</b>	225.5g (las baterías y el adaptador de CA no están incluidos)
<b>Pantalla</b>	Digital LCD de 2.56 x 1.89
<b>Tamaño</b>	118 (W) x 110 (L) x 52 (H) mm
<b>Accesorios</b>	1 x Dispositivo principal, 1 x Brazaletes, 1 x Manual del usuario, 1 x Tarjeta de garantía, Adaptador USB.
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	Temperatura: 5 °C a 40 °C
<b>Humedad</b>	15% a 93% RH; Altitud de presión 70KPa - 106Kpa
<b>Condiciones de Almacenamiento y Envío</b>	Temperatura: -25 a 70 °C
<b>Humedad</b>	10% a 93% RH; Altitud de presión: 70KPa - 106Kpa
<b>Método de Medición</b>	oscilo métrico
<b>Sensor de Presión</b>	Resistivo
<b>Rango de Medición</b>	DIA: 40-130mmHg; SYS: 60-230mmHg
<b>Pulso</b>	40 a 199 por minuto.
<b>Rango de Visualización de la Presión del Manguito</b>	0-299 mmHg
<b>Memoria</b>	Almacena automáticamente las últimas 90 mediciones para 2 usuarios (total 180)
<b>Resolución de Medición</b>	1 mmHg
<b>Precisión</b>	presión dentro de $\pm 3$ mmHg / pulso $\pm 5\%$ de la lectura
<b>Fuente de Energía</b>	a) 4 baterías AAA, 1.5 V b) ENTRADA del adaptador de CA: SALIDA 100-240VAC 50 / 60HZ: 5VDC 1A
<b>Accesorios</b>	Brazaletes rígido de amplio rango: 8,7" - 15,7" (22 - 40 cm)
<b>Apagado Automático</b>	60 segundos
<b>Usuario</b>	Adulto
<b>Vida útil prevista del dispositivo y accesorios</b>	5 años.

## Garantía

Su tensiómetro está garantizado por 2 años contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.

- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento. Todos los accesorios incluyendo el brazaletes están garantizados por un año, el cable de carga USB no está incluido.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.
- **Nota: De acuerdo a estándares internacionales, la precisión de su monitor debe ser evaluada cada año.**

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia