

# Tensiómetro Digital de Brazo

Pantalla Cuatrilumicente

Ref. AOJ-30A







## Características











2 Usuarios

Indicador de ajuste del manguito

Indicador de Movimiento error

Detección Arritmia

Pantalla grande

Registro Sanitario INVIMA 2024DM-0028368

### Descripción

Tensiómetro digital de Brazo recomendado para uso en el hogar. Cuenta con función de altavoz, música relajante y novedosa pantalla LCD con 3 tonos de color que brinda al paciente una ayuda visual sobre el resultado arrojado por el equipo, con valores establecidos por la OMS para un pre diagnóstico.

Sus dos usuarios permiten el registro de la medición por separado, además detecta latidos irregulares del corazón y error de movimientos.

#### **Usos y Beneficios**

- Control de presión arterial desde la comodidad de la casa.
- Alerta al usuario para consultar el médico.
- •El monitor puede ser usado para llevar registros de dos usuarios, con mediciones promedías por cada usuario. (120 x usuario)
- ·Portátil y fácil de manejar.
- Recurso de poder 4 Baterias AAA
- Al finalizar la medición informa los resultados por la pantalla LCD y auditiva por altavoz.
- Para uso de personas que tengan el brazo de contextura delgada y gruesa, ya que el brazalete es universal de 22cm - 42cm de largo.
- •La pantalla cuatriluminecente permite al usuario orientarse según el rango de riesgo por colores de acuerdo a los parámetros establecidos de la



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100 Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383 Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855



## **Especificaciones técnicas** Monitor de presión arterial

Modelo	AOJ-30A	
Pantalla	LCD	
Método de medición	Medición Oscilométrica	
Parte de medición	Parte superior del brazo	
Rango de medición de la presión neumática	0~295 mmHg (0~39.3 kPa)	
Maxima protección de presión	295 mmHg (39.3 kPa)	
Rango de medición	Valor de la presión arterial	SYS: 57~255 mmHg (7.6~34.0 kPa); DIA: 25~195 mmHg (3.3~26.0 kPa);
	Rango de presión	40~199 bpm
Exactitud	Valor de la presión sanguina	±3 mmHg (±0.4 kPa)
	Rango de pulso	±5%
Batería baja	Cuando la bateria esta baja y llegue a 4V±0.1V,EI dispositivo se apagará automaticamente	
Recurso de poder	4 Baterias AAA	
Memoria	2 usarios x 120 memorias	
Tamaño	130 mm (L) x 100 mm (W) x 51 mm (H)	
Tamaño de pantalla	44.5 mm (L) x 69.5 mm (W) (3.2 pulgadas)	
Medidas Brazalete	22~42 cm (8.66~16.53 pulgadas)	

#### Recomendación:

Una vez sea utilizado su Tensiómetro Digital de Brazo, se deben retirar las Baterías para evitar daños en el dispositivo.

#### Garantía

Su tensiómetro está garantizado por 2 años contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.

- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento. Todos los accesorios incluyendo el brazalete están garantizados por un año.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.
- Nota: De acuerdo a estándares internacionales, la precisión de su monitor debe ser evaluada cada año.



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100 Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383 Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855