



Caminador Doble Apoyo con Ayuda Sanitaria

Reg. Sanitario: 2024DM-0028422

Ref. FY9621L

Descripción

Caminador en aluminio anodizado, con ayuda sanitaria y doble apoyo, fijo, altura graduable y plegable.

Usos y Beneficios

Personas que se les dificulta incorporarse, necesitando un apoyo extra y liviano. Personas con inestabilidad en posición bipeda, facilita la marcha y la reeducación de la misma. Gracias a su recipiente sanitario permite independencia al usuario.

Manual de Usuario

Si incluye. Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, ensamblado, consejos de seguridad, mantenimiento, precauciones y plan de ejercicios físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura, no cubre rodamiento, tapicería y mal uso del dispositivo médico.

Características

