

DESCRIPCIÓN



Dispositivo medico no invasivo con sistema automático digital, curva Pletismográfica, diseño compacto, sencillo y amigable con los niños, posee una pinza pequeña que se ajusta anatómicamente al paciente. Mide de manera directa la saturación de oxígeno en la sangre y el pulso. Utilizado en la evaluación inicial de pacientes con patología respiratoria, hemodinámica, neumológicos o crisis asmática.

NOMBRE:

PULSOXIMETRO
PEDIÁTRICO-RANA

Modelo/Marca:

MD300C53-
ChoiceMMed

REGISTRO INVIMA:

2022EBC-0008418-R1

Accesorios

- * 2 pilas AAA
- * Protector de silicona
- * Estuche en lona
- * Cordón para transporte
- * Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

- * Diseño pequeño y ligero
- * Indicador de batería baja
- * Con curva pletismográfica
- * Visualización de SpO2 y pulso cardíaco
- * 6 modos de visualización
- * Bajo consumo de energía
- * Apagado automático
- * Intensidad de luz ajustable
- * Garantía de 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de paciente	Adulto y pediátrico	Modo de visualización	
SpO2		Tipo	Pantalla OLED
Rango de Medición:	70% - 100%	Parametros	SpO2, PR, Barra de pulso
Resolución:	1%	Modo	6 modos de visualización
Exactitud:	70% 100%: ± 2%	Luminosidad	Ajustable a 10 niveles
	0% 69%: No definido	Alarma	Indicador batería baja
PULSO		Fuente de poder	2 pilas AAA alcalinas
Rango de Medición:	30-250 bpm	Tiempo operación	30 hrs de uso normal
Resolución:	1BPM	Temperatura operación	5 ° C - 40 ° C
Exactitud:	30-99 bpm: ± 2bpm	Temperatura almacenaje	-20 C° - 55 C°
	100-235bpm: ± 2%	Humedad de operación	≤ 80%
Dimensiones	49 x 28 x 28 mm	Humedad almacenaje	≤ 93%