

KIT #1 CON CILINDRO DE 680 lt

Kit compuesto por: Cilindro de oxígeno de 680 l, carro de 680 l, regulador 0-15 lpm, acople, humidificador.



SKU	H03OX05144
Capacidad del cilindro (Lt)	680 Lt
Alto cilindro	66 cm
Diámetro cilindro	11 cm
Tipo de válvula	Yugo
Rango de presión de operación (PSI)	[0 - 3000]
Presión de entrada (PSI)	2200
Presión de salida (PSI)	50
Flujo (Lpm)	0 - 15
Material	Aluminio
Rango de operación de Temp.	[-18° -49° C]
Tipo de manómetro regulador	Reloj
Clasificación de riesgo	Clase IIA (riesgo moderado)
Registro sanitario	2015DIM-0014023

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia