

SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE T100

Con estructura liviana, plegable y fácil de maniobrar, la silla de ruedas de transporte Konfort Basic está fabricada en aluminio que proporciona estabilidad al usuario. Su respaldo abatible y reposapiés ajustable en 3 posiciones, ayudan al cuidador en las transferencias y el transporte.

KBE1432RF-MP23L



SKU	H01SP061683
Dimensiones caja master	75 cm x 25 cm x 74 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	75 cm x 25 cm x 74 cm
Peso neto caja master	10,2 kg
Peso bruto caja master	11,7 kg
Ruedas delanteras	6 x 1,1" Rin estrella maciza.
Llantas traseras	16 x 1,43" Rin estrella, Poliuretano (PU) grabado color negro.
Reposapiés	Fijos y ajustables en 3 posiciones mediante pin.
Profundidad del asiento	42 cm.
Estructura	Aluminio pintado, color gris
Calibre del tubo	2,67 mm
Estilo del respaldo	Abatible.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Abatibles.
Ancho total de la silla	58 cm
Ancho del asiento	46 cm
Altura del respaldo	42 cm
Altura del asiento al piso	47 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305