

COMPRESOR NEBULIZADOR NUBE 3000+

El Compresor Nebulizador Nube 3000+ es una solución avanzada para tratamientos respiratorios, equipada con un micronebulizador de flujo graduable que permite ajustar la cantidad de medicamento, evitando desperdicios y garantizando una administración eficiente. Además, incluye un lavador nasal que facilita la limpieza de las vías respiratorias, proporcionando un tratamiento integral. Diseñado para uso continuo, es ideal tanto para el hogar como para entornos clínicos. Con una garantía de 5 años o 2000 horas de uso, el Nube 3000+ asegura confiabilidad y durabilidad a largo plazo.



GMRN-211



Compresor de trabajo continuo



5 Años de garantía



Tamaño de partícula inferior a 3 micrones



Micronebulizador con flujo graduable



Lavador nasal incluido

EAN-13	7707633901546
Dimensiones caja master	9,5 x 17 x 15 cm
Cantidad por caja master	16 unidades
Peso neto	1,4 kg
Vida útil del compresor	5 años o 2000 h
Vida útil del micronebulizador	1 año
Accesorios	Micronebulizador, línea neumática, máscara pediátrica, máscara adulto, pieza de boca, pieza nasal, filtro de aire (x5), lavador nasal
Ruido	58 dB (a 1 metro de distancia)
MMAD	2 µm
Presión del compresor	9 – 16 psi
Flujo del compresor	5 – 8 lpm
Fracción respirable	85,42 %
Tasa de nebulización	0,15 – 0,9 ml/min
Capacidad del micronebulizador	8 ml
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF
Grado de protección contra ingreso de partículas y líquidos	IP21
Alimentación eléctrica	120 Vac, 50-60 Hz, 1,5 A
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 70 °C Humedad: 10 – 95 %
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad: 30 – 85 %
Registro sanitario	2020DM-0021476
Riesgo	IIA

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia