

CÓMODO SANITARIO PLEGABLE CON RUEDAS ACERO PINTADO

Fabricado en acero, este cómodo brinda estabilidad y seguridad usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.



KB225CR-AP1.

EAN-13	7709503826393
Dimensiones caja master	55 cm x 18,5 cm x 74 cm
Cantidad por caja master	1 Unidad
Peso neto caja master	7,9 kg
Estructura	Acero pintado
Tipo de apoyo	Ruedas macizas de 4"
Material del respaldo	Nylon
Partes del cómodo	Asiento, respaldo, balde, estructura principal
Altura total	Mín. 99 cm - máx. 101,5 cm
Ancho total	54 cm
Largo total	55 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 52 cm - máx. 55 cm
Tamaño del asiento	43 cm x 43 cm
Altura respaldo-asiento	42 cm
Capacidad de peso	100 kg
Altura del apoyabrazos	22 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2018DM-0018624