

## Cama Hospitalaria Eléctrica

### 3 Funciones

Reg. Sanitario INVIMA 2024DM-0029171

Ref: YKB001



#### Descripción

- Cabecero y pie de cama de ABS desmontables.
- Barandilla de ABS de 4 piezas con indicador de grados.
- Control con retroiluminación y función de autocontorno.
- Cuenta con 4 ruedas de bloqueo.
- Sábana de cama de acero perforado, recubierta de polvo epoxi y acabado horneado con conexión suave.
- Estructura de cama de tubos rectangulares de acero dulce ERW.
- Ruedas cubiertas de 125 mm de diámetro con bloqueo.
- Dispone de dos soportes para bolsas de drenaje.
- Cuenta con atril telescópico de acero inoxidable y previsiones.
- Todos los tornillos son de acero inoxidable
- 3 funciones ajustadas mediante manivela de ABS.
- Ángulo de elevación del respaldo:  $70^\circ \pm 5^\circ$
- Ángulo de elevación del reposapiés:  $45^\circ \pm 5^\circ$
- Ajuste de altura (sin colchón): 490-770 mm
- Estructura de cama: 40\*80\*1,6 mm

#### Usos y Beneficios

Indicada en personas hospitalizadas, reposo prolongado, patologías que impliquen reposo en cama.


#### Manual de Usuario

Si incluye. Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, Ensamblado, Consejos de seguridad, Mantenimiento, Precauciones y Plan de Ejercicios Físicos.

#### Garantía

2 años en motores (no cubre descargas eléctricas)  
 1 año por control remoto  
 1 año por caja procesadora. (no cubre descargas eléctricas)  
 La garantía cubre solo por defectos de fabricación no mala manipulación del dispositivo médico.

#### Características



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia