

SILLA DE RUEDAS KP KBE-9953-III

Silla de ruedas bariátrica en acero martillado, con capacidad de peso de 180kg y ancho de asiento de 22". Cuenta con reposapiés removibles, apoyabrazos abatibles tipo escritorio, asas de empuje fijas y rin estrella con aro autopropulsor. Ideal para uso en interiores.



Apoyabrazos
tipo escritorio



Estructura plegable
con doble tijera



Transferencias
laterales



Reposapiés removibles
y ajustables en altura



Capacidad de peso
hasta 180 Kg

Material	Acero martillado Diámetro: 2,2 cm Calibre: 1,2 mm
Capacidad de peso (kg)	180
Alto total (cm)	86
Ancho total (cm)	78,5
Largo total (cm)	102,5
Ancho de asiento (cm)	56,5 (22")
Profundidad de asiento (cm)	41,5
Altura de espaldar (cm)	33,5
Altura asiento-piso (cm)	48
Reposapiés removibles	Sí
Apoyabrazos abatibles	Sí (no removibles)
Ruedas traseras	Rin estrella de 59 cm (incluyendo coraza) x 2,6 cm
Ruedas delanteras	Rin en PU macizo de 18 cm (incluyendo coraza) x 4,6 cm
Material de la tapicería	Poliéster
Peso total (kg)	17,6
Ancho total plegada (cm)	30
Riesgo	I
Registro sanitario	2017DM-0017305

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia