

KIT DE ÓRGANOS Y SENTIDOS CON FIBRA ÓPTICA GMD

Dispositivo de diagnóstico que cuenta con un otoscopio y oftalmoscopio, para examinar oídos y ojos respectivamente. Indispensable para realizar consulta médica y revisión general. Con su práctico estuche lo hace fácil de almacenar y transportar. Cuenta con una base y dos cabezotes.



GMDKOS-2TF



GMDKOS-2TF-100



GMDKOS-2TF-100B



GMDKOS-2TF-100A



GMDKOS-2TF-100V



Para estudiantes y profesionales de la salud



Bombillo LED que dura 50 000 horas de uso



Ventana de visualización con 3 aumentos



LED y espejos reflectores para realizar fondo de ojo



Recubrimiento de fibra óptica



Estuche práctico de transporte



Servicio al cliente



1 Año de garantía

Dimensiones caja master	40 cm x 24 cm x 24 cm
Cantidad por caja master	20 unidades
Peso neto caja master	7 kg - 7,8 kg
Peso bruto caja master	7,5 kg - 8,3 kg
Dimensión caja primaria	19,5 cm x 11 cm x 4 cm
Peso neto unidad	0,35 kg - 0,39 kg
Tipo de iluminación	Otoscopio fibra óptica - oftalmoscopio iluminación directa
Tipo de bombillo	Otoscopio y oftalmoscopio LED - intensidad de luz 18,5 L
Espéculos	[2,4 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de diámetro] x 2
Cantidad de aperturas	5 tipos - [grande, pequeño, semi abertura, cruzada, filtro del rayo rojo]
Campo de corrección	(-)20d a (+)20d
Baterías	2 baterías AA de 1,5 v conectadas en serie
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2023DM-0027447/2019DM-0019649

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia