

LATIDOS

Monitor de presión arterial
con bluetooth

El Monitor de Presión Arterial Digital con Altavoz Latidos es una opción económica, segura y funcional para monitorear la presión arterial en casa. Con conectividad Bluetooth, permite almacenar y gestionar mediciones. Su pantalla LCD retroiluminada de 4 colores clasifica los niveles de presión según los estándares de la OMS, facilitando la interpretación de resultados. Además, incluye un altavoz que ofrece indicaciones en tiempo real, brindando accesibilidad y comodidad al usuario.



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia

LATIDOS

Monitor de presión arterial
con bluetooth

EAN-13	7707633906978
Unidades de caja master	16
Dimensiones	108 x 139 x 62 mm
Dimensiones de la pantalla	81,4 x 82,9 mm (4.3 ")
Peso neto	316 g (sin baterías)
Accesorios	Brazalete adulto 22 - 42 cm Adaptador AC/DC con conexión USB tipo C 1,5 m Bolsa de transporte
Usuarios	4X AAA (no incluidas)
Rango de medición de presión arterial	Estática: 0 - 295 mmHg Sistólica: 57 - 255 mmHg Diastólica: 25 - 195 mmHg
Exactitud de presión	Estática: ± 3 mmHg
Repetitividad de presión	Dinámica: ± 3 mmHg
Rango de medición de frecuencia de pulso	40 - 199 bpm
Exactitud de frecuencia de pulso	± 5 %
Vida útil	10000 mediciones o 5 años
Pantalla retro iluminadas	Si (4 colores)
Indicación de la OMS	Si, con semaforización del resultado con la pantalla retroiluminada
Altavoz	Si
Bluetooth	Si
Aplicación recomendada	MedM Health
Protección contra descargas	Tipo B
Protección contra ingreso de agua y partículas	IP21
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 - 55 °C Humedad 10-93 %
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 - 40 °C Humedad 15-90 %
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2024DM-0028259



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia