

KIT DENTAL GMD 5 PIEZAS

Kit de instrumentos diseñado para procedimientos básicos de higiene e inspección oral. Incluye 5 herramientas esenciales fabricadas en acero inoxidable de grado médico, con un acabado de alta precisión para mayor durabilidad y seguridad. Presentado en un estuche metálico compacto y resistente, ideal para transporte, esterilización y almacenamiento seguro. Ideal para uso profesional y estudiantil.



GMD-KD-259



Material resistente y duradero



Transporte y protección de las piezas



Esterilizables en ETO y vapor



Reusable



Uso profesional y estudiantil



3 Años de garantía

SKU	D01AMI1691
Contenido del kit	Pinza dental, espejo bucal, limpiador de encías, raspador de sarro, raspador de hoz
Unidades por caja máster	50
Material de los instrumentos	Acero inoxidable
Largo de cada instrumento	Aprox. 16 cm
Estuche	Metálico, dimensiones 18 cm x 6,5 cm x 2,25 cm
Peso total del kit	132 g
Estéril	No esterilizable
Método de esterilización	ETO / Vapor (121°C 15-30 min / 134°C 3-10 min)
Desinfección	Alcohol isopropílico 70% + agua 30%
Vida útil	3 años (según condiciones de uso y cuidado)
Registro sanitario	2024DM-0029060
Riesgo	I