

COMPRESOR NEBULIZADOR BUBU



Compresor Nebulizador diseñado para la administración eficiente de medicamentos inhalados en el tratamiento de afecciones respiratorias. Proporciona una nebulización constante con partículas finas que favorecen una mejor absorción pulmonar. Su diseño compacto, figura de buho y kit de accesorios lo hacen ideal para uso domiciliario de adultos y especialmente de niños. Este nebulizador está diseñado para uso continuo, lo que lo hace ideal tanto para uso doméstico como en entornos clínicos. Cuenta con una garantía de 5 años o 2000 horas de uso, asegurando su durabilidad y fiabilidad a largo plazo.



CDK-222



Compresor de
trabajo continuo



5 Años
de garantía



Tamaño de partícula
inferior a 3 micrones

EAN-13	7707633903748
Cantidad por caja máster	8
Dimensiones (Al x An x La)	18 x 17 x 13,5 cm
Peso neto	1,3 kg
Vida útil del compresor	5 años o 2000 h
Vida útil del micronebulizador	1 año
Accesorios	Cable AC, Micronebulizador, Línea neumática, máscara pediátrica, máscara adulto, pieza de boca, pieza nasal, filtro de aire (x5)
Ruido	58 dB (a 1 metro de distancia)
MMAD	3 µm
Presión del compresor	9 – 16 psi
Flujo del compresor	5 – 8 lpm
Fracción respirable	85,42 %
Tasa de nebulización	0,25 ml/min
Capacidad del micronebulizador	6 ml
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF
Grado de protección contra ingreso de partículas y líquidos	IP21
Alimentación eléctrica	120 Vac, 50-60 Hz, 1,5 A
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 70 °C Humedad: 10 – 95 %
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad: 30 – 85 %
Registro sanitario	2020DIM-0021476
Riesgo	IIA

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia