

TENSIÓMETRO DIGITAL POWER



El Tensiómetro Digital Carditek Power está diseñado para el monitoreo confiable y cómodo de la presión arterial en el hogar o en entornos de cuidado. Su funcionamiento automático, combinado con una interfaz clara y legible, facilita la toma de mediciones precisas y el seguimiento regular de la salud cardiovascular. Cuenta con pantalla LCD retroiluminada, lo que mejora la visibilidad de los resultados en diferentes condiciones de luz. Su sistema de doble usuario con amplia memoria permite registrar y comparar mediciones de más de una persona, apoyando el control continuo y organizado.



Almacena hasta
192 registros
para 2 usuarios



Pantalla LCD
iluminada
extragrande



Brazalete
ajustable adulto:
22 ~ 42 cm.



Alarma de
movimiento
de brazo



Batería
recargable +
cable USB



Alarma
de pulsos
irregulares

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

TENSIÓMETRO DIGITAL POWER



EAN-13	7707633900174
Unidades de caja master	16
Dimensiones	140 x 110 x 81 mm
Pantalla	LCD
Peso neto	Aproximadamente 280 g
Accesorios	Brazalete adulto 22 - 42 cm Cable USB Batería recargable
Usuarios	2 usuarios x 192 mediciones
Rango de medición de presión arterial	Estática: 0 - 280 mmHg Sistólica: 40 - 260 mmHg Diastólica: 20 - 240 mmHg
Exactitud de presión estática	± 3 mmHg o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor
Adaptador AC/DC (No incluido)	Entrada: 100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 0.2 A Max. Salida: exclusiva 5 Vdc, 500 mA
Potencia de entrada	10 VA
Fuente de alimentación	5 Vdc, 500 mA (USB, batería de litio 3,7 Vdc)
Rango de medición de frecuencia de pulso	40 - 199 bpm
Exactitud de frecuencia de pulso	± 5 %
Vida útil	5 años
Pantalla retro iluminadas	Si (1 color)
Indicación de la OMS	Si
Protección contra sobrepresión	280 mmHg
Clasificación IP	IP20
Clasificación para ambientes ricos en oxígeno	No está diseñado para su uso en entornos ricos en oxígeno
Protección contra descargas	Equipos de clase II y fuente de alimentación interna, piezas aplicadas tipo BF
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 - 55 °C Humedad relativa: 15 - 93 % HR
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 - 40 °C Humedad relativa: 15 - 85 %
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2025DM-0031377

