

TENSIÓMETRO DIGITAL VITAL



El Tensiómetro Digital Carditek Vital está diseñado para el monitoreo práctico y confiable de la presión arterial en el hogar, apoyando el autocuidado y el seguimiento regular de la salud cardiovascular. Su funcionamiento automático y su diseño sencillo permiten realizar mediciones de forma fácil y segura, incluso para personas sin experiencia previa. Cuenta con doble usuario y amplia capacidad de memoria, lo que facilita el registro histórico de las mediciones y el seguimiento continuo de más de una persona.



Monitoreo rápido y confiable de tu presión arterial



Diseño compacto y moderno



Fácil de usar, transportar y limpiar



Almacena hasta 192 registros para 2 usuarios



Brazalete ajustable adulto: 22 - 40 cm.



Alarma de movimiento de brazo

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

TENSIÓMETRO DIGITAL VITAL



EAN-13	7707633909078
Unidades de caja master	30
Dimensiones	123 mm x 98 mm x 49 mm
Pantalla	LCD
Peso neto	Aprox. 198 g (sin baterías)
Accesorios	Brazalete adulto 22 - 40 cm
Usuarios	2 usuarios x 192 mediciones
Rango de medición de presión arterial	Estática: 0 - 280 mmHg Sistólica: 40 - 260 mmHg Diastólica: 20 - 240 mmHg
Exactitud de presión estática	± 3 mmHg o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor
Adaptador AC/DC (no incluido)	Entrada: 100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 0.2 A Max Salida: exclusiva 5 Vdc, 1000 mA
Rango de medición de frecuencia de pulso	40 - 199 bpm
Exactitud de frecuencia de pulso	± 5 %
Vida útil	5 años
Pantalla retro iluminadas	No
Indicación de la OMS	Si
Fuente de alimentación (no incluido)	4 x AAA baterías (6 Vdc) o micro USB (5 Vdc)
Clasificación IP	IP22
Clasificación para ambientes ricos en oxígeno	No está diseñado para su uso en entornos ricos en oxígeno
Protección contra descargas	Equipos de clase II y fuente de alimentación interna, piezas aplicadas tipo BF
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 - 55 °C Humedad relativa: 15 - 93 % HR
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 - 40 °C Humedad relativa: 15 - 85 %
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2025DM-0031377

