

Cama hospitalaria eléctrica

4 movimientos con barandas en ABS

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM - 0023963

Especificaciones

Tendido de 4 planos en lámina ranurada.

4 barandas de seguridad abatibles fabricadas en plástico ABS.

Imagen ilustrativa*

Estructura de acero con acabado en pintura electrostática.

4 Ruedas de 5" con freno individual.

YKB001-1 (312)

Diseñada para brindar una atención integral al paciente, esta cama cuenta con un sistema de accionamiento eléctrico que permite ajustar la posición del espaldar, pieceros, altura y posición semi-fowler de forma fácil y precisa. Su estructura robusta y su tendido de láminas ranuradas garantizan durabilidad y fácil limpieza. Posee barandas independientes abatibles en ABS que brindan protección al paciente sin limitar el acceso del cuidador.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Tableros de cabecero y pieceros fabricados en plástico ABS.

Movimientos del producto



0 - 80° (+5)

Elevación de espaldar



0 - 40°

Elevación de pieceros



45 - 70cm

Graduación de altura



Semi-fowler

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

Detalles del producto



Gancho bolsa de drenaje



Control del paciente



Porta sueros

Medidas sin colchón

Capacidad de peso

240kg

Externas



Alto baranda
38cm



Largo total
208cm

Ancho total
98cm

Del tendido



Alto de tendido
a piso
Max 70cm Min 45cm



Largo total
193cm

Ancho total
83cm

*Medida sugerida de colchón: 1,90 x 90"

Todas nuestras medidas tienen un intervalo de ± 2 cm de diferencia.

Recomendaciones

- Accione los frenos de las ruedas, siempre que vaya a dejar la cama en un sitio fijo para evitar accidentes.
- Para subir o bajar al paciente, sitúe la cama en la altura mínima o en la que el paciente pueda tocar el piso.
- No permita que el control sea accionado por personas inexpertas o en modo de juego.

- Verifique regularmente que las barandas estén ajustadas.
- Realice un aseo general a la cama de manera periódica con un paño húmedo, posteriormente séquela, no utilice productos fuertes que puedan afectar la pintura.
- Ubique la cama en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cama.
- Puede lubricar los tornillos móviles con regularidad, si desea acompañamiento de nuestro personal, contáctenos.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura, no cubre partes plásticas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Escanea este código
para reproducir el video
de esta referencia.