

## Silla de Ruedas Neurológica para Adulto

Registro Sanitario INVIMA no. 2016DM-0015030


Ref. PH5002

**Usos:** Indicada en personas con dificultad para mantener la posición bípeda y realizar la marcha. Facilita el traslado del paciente de un lugar a otro, mejorando su participación social, recreativa y ocupacional.



- \*La pechera ajustable evita que el tronco se desplace hacia delante cuando el espaldar y el asiento están a 90°.
- \*Evita la prolongación de curvaturas anormales en la columna como la escoliosis dorso lumbar, a través de los soportes ajustables en posiciones 1 y 2.
- \*Apta para niños y adultos a partir de 12 años por su sistema ajustable de soportes de tronco.
- \*Las Ruedas de 24" permiten la rehabilitación de los miembros superiores al realizar autopropulsión.
- \*El tope abductor evita que el cuerpo del paciente se desplace hacia delante. Evita el patrón de tijera a través del tope abductor.
- \*Asiento y espaldar ergonómico para brindar mayor confort.
- \*Espaldar reclinable hasta 175° que brinda periodos de descanso y facilita procedimientos clínicos y terapéuticos.

## Características



### Manual de Usuario

Si incluye, Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, Ensamblado, Consejos de seguridad, Mantenimiento, Precauciones y Plan de Ejercicios Físicos.

### Garantía

1 Año sobre estructura en acero, No cubre Rodamiento, tapicería o mal uso del dispositivo médico

