


## SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON REPOSAPIÉS REMOVIBLES S50

Con características estándar, esta silla de ruedas está fabricada en acero martillado y es ideal para uso en interiores y exteriores. Gracias a sus apoyabrazos y reposapiés removibles facilita la transferencia del usuario.



KBE1462RR-PP23L



SKU	H01SP06269
Dimensiones caja master	78 cm x 28 cm x 89,5 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	78 cm x 28 cm x 89,5 cm
Peso neto caja master	16,70 kg
Peso bruto caja master	18,70 kg
Ruedas delanteras	7,48 x 0,93" Rin estrella maciza color negro
Llantas traseras	23,5 x 1,090" Poliuretano (PU) color negro, Rin estrella
Reposapiés	Removibles, con plataforma abatibles
Profundidad del asiento	43,5 cm
Estructura	Acero pintado
Estilo del respaldo	Fijo
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Removibles en PVC Negro
Ancho total de la silla	64,4 cm
Ancho del asiento	45 cm
Altura del respaldo	42 cm
Altura del asiento al piso	50,5 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305
Temperatura de almacenamiento	[5 - 55] °C
Humedad de almacenamiento	[10 - 90] % RH

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: insumeds@hotmail.com  
Santander, Colombia