

PULSIOXIMETRO II

Pulsioxímetro adulto, con indicación de la saturación parcial de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión y curva fotoplefetismográfica. Cuenta con alarma ajustable, memoria de las últimas 20 mediciones y brillo de pantalla ajustable. Incluye estuche de transporte y cordón de seguridad. Ideal para uso en instituciones o en casa.



GMDPX-202



Memoria de las últimas 20 mediciones



Pantalla con 4 sentidos de orientación



Alarma Configurable



Función a un solo botón

EAN-13

7707633905797

Unidades por cajamáster

100

Dimensiones

57 x 30,5 x 31,5 mm

Peso

27 g (sin baterías)

Alimentación eléctrica

2 x AAA (baterías)

Pantalla

0,96" TFT/OLED

Direcciones de visualización de la pantalla

4

Niveles de brillo

5

Curva fotoplefetismográfica

Si

Variables medidas

SpO2, Frecuencia de pulso (PR), Índice de perfusión (PI)

Rango: 30 - 99 %

Resolución: 1 %

Exactitud: ± 2 dígitos (70 - 100 %)

No especificado (30 - 69 %)

SpO2

Frecuencia de pulso

Rango: 25 - 250 bpm

Resolución: 1 bpm

Exactitud: ± 3 bpm

Grado de protección contra descargas eléctricas

Tipo BF

Protección contra líquidos y partículas

IP22

Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte

Temperatura: -20 - 60 °C

Humedad: 10 - 95 %

Condiciones ambientales de operación

Temperatura: 10 - 40 °C

Humedad: 10 - 95 %

Memorias

20

Registro sanitario

2022EBC-0025857

Riesgo

IIB

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia