

Balanza Digital de Peso Corporal



Esta balanza es ideal para el control del peso corporal en el hogar o durante tamizajes médicos. Diseñada con tecnología precisa de sensores y fabricada en vidrio templado, esta balanza es resistente, segura y fácil de usar. Con un rango de medición que va de 5 kg a 180 kg, y una división de 0.1 kg, garantiza resultados exactos en cada pesaje.



CDK-BD-2317W ●



Capacidad máxima
hasta 180 kg



Pantalla LCD de
fácil lectura



Operación
continua



Método de encendido
tecnología SENSE ON



Hasta 5 años
de garantía

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia

Balanza Digital de Peso Corporal



EAN13	7707633905254
Cantidad por caja máster	10 Unidades
Dimensiones (an x la x al)	26 x 26 x 2,4 cm
Peso neto	0,99 Kg
Material de la plataforma	Vidrio templado, estructura en HIPS
Calibre del vidrio templado	5 mm
Alimentación Eléctrica	3 Vdc (2 x AAA)
Rango de Medición	5 – 180 kg
Resolución	00.5 kg (5 – 100 kg) 0.1 kg (100 – 180 kg)
Exactitud de medición	± 0.3 kg (5 – 60 kg) ± 0.4 kg (60 – 120 kg) ± 0.5 kg (120 – 180kg)
Apagado automático	Aprox.15 s
Condiciones de operación	5 – 35 °C 40 – 85% HR
Condiciones de almacenamiento	-20 – 60 °C 40 – 85 % HR
Certificado de no obligatoriedad	2024016960

