

ELECTROESTIMULADOR **ELEKTRO ONE**

El Electroestimulador ELEKTRO ONE de referencia GMD-ES210 es un dispositivo médico avanzado diseñado para aliviar el dolor, estimular los músculos y proporcionar una experiencia de masaje relajante. Ofrece tres modos de funcionamiento (TENS, EMS y masajeador), ideales para aplicaciones terapéuticas y de bienestar. Con un diseño compacto y portátil, es perfecto para uso en el hogar.



GMD-ES210



Alivio del dolor
efectivo



Fortalecimiento
muscular



Relajación y
bienestar



Fácil de usar
en el hogar

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia

ELECTROESTIMULADOR **ELEKTRO** **ONE**

EAN-13	7707633903656
Modos	TENS, EMS y masajeador
Canales de salida	2
Contenido del empaque	Electroestimulador estuche de transporte 4 electrodos 2 cables para electrodo
Fuente de alimentación	4 x AAA (no incluidas)
Tipo de onda	Onda cuadrada bifásica
Frecuencia de Onda	TENS: 2-120 Hz EMS: 4-80 Hz Masajeador: 25-95 Hz
Exactitud de frecuencia de pulso	± 20 %
Programas	TENS: 20 programas en 10 zonas corporales EMS: 18 programas en 9 zonas corporales Masajeador: 3 programas
Ancho de pulso	TENS: 100-250 µs EMS: 150-300 µs Masajeador: 100-250 µs
Exactitud de ancho de pulso	± 20 %
Tiempos de tratamiento/ temporizador	5-60 min
Niveles de intensidad	15
Corriente máxima de salida	48 mA (500 ohm)
Peso neto	105 g (sin baterías)
Dimensiones	132.3 x 64.8 x 19.6 mm
Tipo de electrodo	Tipo broche con gel autoadhesivo
Grado de protección contra choques eléctricos	Tipo BF
Grado de protección contra agua y partículas	IP22
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20-55 °C Humedad: 10-93 % Presión atmosférica: 70-106 kPa
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5-40 °C Humedad: 10-80 % Presión atmosférica: 70-106 kPa
Vida útil estimada	5 años
Contenido por caja máster	50
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2024DM-0028781

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia