

## Silla De Ruedas Estándar Con Rin Estrella KP

La Silla de Ruedas Estándar con Rin Estrella KP está diseñada para ofrecer movilidad confiable, confort y resistencia en el uso diario. Fabricada con una estructura robusta de acero de alta calidad y tapicería en poliéster resistente, combina durabilidad y facilidad de manejo para usuarios y cuidadores. Su diseño plegable y su peso equilibrado permiten fácil transporte y almacenamiento.



KBE-9000D



Durabilidad estructural



Confort del usuario



Facilidad de transporte y almacenamiento



Seguridad

EAN-13	7707633901379
Dimensiones totales	97 x 92 x 64.5 cm.
Ancho total plegada	23.5 cm
Color	Negro
Material de tapicería	Polyester
Material	Acero
Peso neto	14.3 kg
Llanta trasera	Rin estrella, 225" x 1" con coraza en PU y aro de propulsión
Rueda delantera	Rin estrella, 75" x 1" con coraza en PU
Dimensión de tubos	Diámetro 22.3 mm Calibre 1.2 mm
Altura asiento-piso	47 cm
Ancho de asiento	51 cm
Profundidad de asiento	43 cm
Altura de espalda	44.5 cm
Altura apoyabrazos-asiento	33 cm
Tijera	Sencilla
Cinturón de seguridad	Si
Material del lateral	Plástico
Tipo de apoyabrazos	Fijos
Tipo de asas de empuje	Removibles
Tipo de reposapiés	Abatible
Capacidad de peso	100 kg
Clase de riesgo	I
Registro sanitario	2017DM-0017305

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia