


CAMINADOR DOBLE FUNCIÓN KP KA-SIN RUEDAS

Su doble función permite que sea utilizado como un caminador paso a paso o un caminador estándar de un solo botón. Está fabricado en aluminio con alma en hierro. Cuenta con un mecanismo de plegado.



 Independencia y seguridad	 Estructura plegable
 Tapones antideslizantes para mayor tracción	 Graduación en altura por medio del pin
 Mecanismo de plegado accionado con la mano	 Doble función estándar y paso a paso
 Servicio al cliente	 2 AÑOS DE GARANTÍA

COLORES



SKU / EAN 13	H01MA011582 - H01MA011583 - 7709224075049
Dimensiones Caja	55 cm x 27 cm x 80 cm
Cantidad por Caja	4 unidades
Peso Neto	10 kg
Peso Bruto	12 kg
Altura del producto	Mín 75 cm - máx 92,5 cm
Ancho del producto	45,7 cm
Estructura	Aluminio, con alma de hierro y plegable
Calibre del tubo	1 mm
Material de la empuñadura	PVC en color gris.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	113 kg
Registro Sanitario	2017DM-0017016

