

SILLA DE RUEDAS KP KBE-9953-III

Silla de ruedas bariátrica en acero martillado, con capacidad de peso de 180kg y ancho de asiento de 22". Cuenta con reposapiés removibles, apoyabrazos abatibles tipo escritorio, asas de empuje fijas y rin estrella con aro autopropulsor. Ideal para uso en interiores.



Apoyabrazos tipo escritorio



Estructura plegable con doble tijera



Transferencias laterales



Reposapiés removibles y ajustables en altura



Capacidad de peso hasta 180 Kg

Material	Acero martillado Diámetro: 2,2 cm Calibre: 1,2 mm
Capacidad de peso (kg)	180
Alto total (cm)	86
Ancho total (cm)	78,5
Largo total (cm)	102,5
Ancho de asiento (cm)	56,5 (22")
Profundidad de asiento (cm)	41,5
Altura de espaldar (cm)	33,5
Altura asiento-piso (cm)	48
Reposapiés removibles	Si
Apoyabrazos abatibles	Si (no removibles)
Ruedas traseras	Rin estrella de 59 cm (incluyendo coraza) x 2,6 cm
Ruedas delanteras	Rin en PU macizo de 18 cm (incluyendo coraza) x 4,6 cm
Material de la tapicería	Poliéster
Peso total (kg)	17,6
Ancho total plegada (cm)	30
Riesgo	I
Registro sanitario	2017DM-0017305

