

SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON LLANTA MACIZA S23

Silla de ruedas estándar en acero martillado, plegable con respaldo abatible y reposapiés fijos removibles que permiten un menor espacio de almacenamiento. Cuenta con cinturón para usuario. Ideal para uso en establecimientos donde se debe prestar asistencia a los usuarios como centros comerciales, aeropuertos, conjuntos residenciales entre otros



KBE1462FF-M23-D



Asas de empuje abatibles



Aros de propulsión



Estructura en Acero



Estructura plegable



Tapicería en PVC



Capacidad de peso hasta 90 Kg



Servicio al cliente



1 Año de garantía



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON LLANTA MACIZA S23

SKU	7709557564456
Cantidad por caja master	1 Unidad
Peso neto caja master	14.3 kg
Ruedas delanteras	Rin estrella en PA, 7,75 " x 23,4 mm (incluyendo coraza)
Llantas traseras	Rin de aluminio, 28 radios en acero, 22,5 " x 24,7 mm (incluyendo la coraza grabada) con aro de propulsión de 50,5 cm
Reposapiés	Fijos, (removibles para el transporte mediante pin).
Material de la tapiceria	PVC
Material de la estructura	Acero Martillado.
Diámetro del material	222 mm
Calibre del material	13 mm
Tipo del respaldo	Abatible.
Capacidad de peso	90 kg
Tipo de reposabrazos	Fijo.
Largo total de la silla	99.5 cm
Ancho total de la silla	64 cm
Alto total de la silla	93.5 cm
Ancho total de la silla plegada	22 cm
Profundidad del asiento	44 cm
Ancho del asiento	51 cm
Altura del respaldo	46 cm
Altura del asiento al apoyabrazos	31 cm
Altura del asiento al piso	46 cm
Clasificación de riesgo	I
Registro Sanitario	2017DM-0017305

