

CAMINADOR CON RUEDAS Y ASIENTO AJUSTABLE

Caminador con ruedas y asiento ajustable Konfort Plus KP271-AL-2 fabricado en aluminio, es ideal para usuarios que requieren asistencia al caminar o padecen de problemas de equilibrio.



KP271-AL-2



EAN-13	7708442557078
Ancho total	60 cm
Largo total	83 cm
Altura total mínima	79 cm
Altura total máxima	91 cm
Capacidad de peso	135 kg
Peso neto	7,42 kg
Niveles de ajuste de altura de las asas de empuje	5
Color	Rojo
Material de la estructura	Aluminio
Material del tubo de las asas de empuje	Acero
Material de las empuñaduras	PVC
Material de la bolsa bajo el asiento	Nailon
Material de los rines	PVC
Diámetro del tubo de la estructura	2,55 cm
Calibre de tubo de la estructura	1,5 mm
Cantidad de ruedas	4
Cantidad de ruedas direccionales	2
Cantidad de ruedas con frenos	2
Tipo de freno	Doble función (Estacionario y parqueo)
Altura asiento-piso	55 cm
Ancho de asiento	35 cm
Profundidad de asiento	32 cm
Altura espalda-asiento	25 cm
Tamaño de las ruedas	7" x 2,6 cm (incluyendo coraza en PU)
Registro Sanitario	2017DM-0016757
Riesgo	I

