

SILLA DE RUEDAS RECLINABLE KBE-9953

Silla de ruedas reclinable con reposapiés elevables y frenos de cuidador. Cuenta con soporte de cabeza removible, reposapiés graduables en altura, ruedas antivuelco y apoyabrazos removibles que permiten las transferencias laterales.



KBE-9953



Respaldo reclinable
rango 90° a 145°




Ruedas antivuelco



Sistema de freno
accionado por
cuidador



Reposapiés elevables



Transferencias
laterales



SILLA DE RUEDAS RECLINABLE KBE-9953



KBE-9953

Material de la estructura	Acero martillado
Diámetro del material de la estructura	Diámetro de 2,2 cm y Calibre de 1,4 mm
Capacidad de peso (Kg)	100
Alto total (cm)	125
Largo total sin inclinación (cm)	116
Ancho total (cm)	68
Largo total inclinada (cm)	170
Ángulos de inclinación (°)	98, 118, 132, 148, 158 y 170
Punto de ajuste de largo de reposapiés	4
Frenos de cuidador	Si
Ancho de asiento (cm)	46
Profundidad de asiento (cm)	40
Altura asiento-piso (cm)	50
Altura espalda (cm) (tomado desde el asiento hasta la parte superior del apoyacabezas)	80
Ancho total plegada (cm)	29
Ruedas traseras	Rin radio con coraza maciza. Diámetro de 58 cm (incluyendo coraza) x 2,5 cm. Aro de autopropulsión.
Ruedas delanteras	Rin macizo en PU con coraza maciza. Diámetro de 18,5 cm (incluyendo la coraza) x 4,6 cm de ancho
Apoyabrazos removibles	Si
Reposapiés elevables	Si
Peso neto (kg)	18,7
Registro sanitario	2017DM-0017305
Riesgo	I

