

OIS100S

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 100S, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en aleación de zinc, su manguera en forma de "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.



COLORES

	GMD30-RP1-ST12		GMD30-RP1-ST4
	GMD30-RP1-ST3		GMD30-RP1-ST20



Para estudiantes y profesionales de la salud



Ideal para obtención de sonidos corporales



Campana de doble diafragma



Olivas diseñadas para la estructura del oído



Manguera en forma de "Y"



Óptima percepción de acústica



Servicio al cliente



Hasta 3 años de garantía



OIS100S

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 100S, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en aleación de zinc, su manguera en forma de "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.



COLORES

	GMD30-RP1-ST12		GMD30-RP1-ST4
	GMD30-RP1-ST3		GMD30-RP1-ST20



Para estudiantes y profesionales de la salud



Ideal para obtención de sonidos corporales



Campana de doble diafragma



Olivos diseñadas para la estructura del oído



Manguera en forma de "Y"



Óptima percepción de acústica



Servicio al cliente



Hasta 3 años de garantía

